



Chariots de soins modulaires ouverts - Configurations standard

Chaque chariot de soins dispose d'un certain nombre de positions, distantes de 25,4 mm les unes des autres, permettant la fixation des guides. Le schéma ci-dessous vous montre la manière de composer les chariots.


Les positions non utilisées sont couvertes. Afin de garantir un fonctionnement optimal, nous vous conseillons de ne pas couvrir les deux positions supérieures.

Les chariots de soins modulaires ouverts ne sont pas équipés de guides, de table de travail ou de remplissage. Les cadres peuvent être remplis en fonction des paniers ou des bacs nécessaires.




Configuration A
Hauteur du plan de travail 850 mm
25 positions

650 x 450 x 865 mm




Configuration B
Hauteur du plan de travail 850 mm
25 positions

350 x 450 x 865 mm




Configuration C
Hauteur du plan de travail 1000 mm
31 positions

650 x 450 x 1015 mm



Configuration D
Hauteur du plan de travail 1000 mm
31 positions

350 x 450 x 1015 mm



Configuration E
Hauteur du plan de travail 1080 mm
34 positions

650 x 450 x 1095 mm